


## คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน


- คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน

1. ดาวน์โหลดไฟล์ KidneyPHRs.apk
2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ทำการเลือกไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง จากนั้นเลือกปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อทำการเริ่มติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 การเริ่มติดตั้งแอปพลิเคชัน

3. รวบรวมการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ์ ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 การติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ์

## คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

- การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

เลือกแอปพลิเคชัน KidneyPHRs ผ่านหน้าต่างแสดงแอปพลิเคชัน ซึ่งมีไอคอนดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

- การใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

1. เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังรูปที่ 4



กรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้

วันเกิด

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

น้ำหนัก  กิโลกรัม

ส่วนสูง  เซนติเมตร

หมายเลขโทรศัพท์  
ฉุกเฉิน

รูปที่ 4 การกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” บริเวณด้านล่างของหน้าจอ

3. หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัว และการใช้งานแอปพลิเคชันครั้งถัดไปจะปรากฏหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน


- การใช้งานส่วนแชทบอท

1. เลือกเมนู “คุยกับแชทบอท” บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 6




รูปที่ 6 หน้าเลือกเมนูคุยกับแชทบอท

2. หากผู้ใช้มีบัญชีและได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก เมสเซนเจอร์ หรือไลน์แล้ว ให้กดปุ่มตกลง ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 หน้าเตือนการสร้างบัญชี


3. หลังจากกดปุ่มตกลง จะเข้ามายังหน้าเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการจะใช้งานสำหรับการพูดคุยกับแชทบอท ดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 หน้าเลือกแอปพลิเคชันเพื่อพูดคุยกับแชทบอท


- การเลือกคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์

1. กดที่ปุ่มรูปภาพไอคอนแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์ ดังรูปที่ 9




รูปที่ 9 หน้ากดปุ่มคุยผ่านแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์

2. หากต้องการให้แอปพลิเคชันสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์ให้กดปุ่มใช่ ดังรูปที่ 10




รูปที่ 10 หน้าเตือนการสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์

3. หากดูรูปภาพการสอนการใช้งานเข้าใจแล้ว ให้กดปุ่ม ฉันเข้าใจแล้ว จากนั้นทำตามการสอน ดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 หน้าสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์


4. เริ่มพูดคุยกับเซทบอทได้ผ่านการกดปุ่มเมนูและตัวเลือกด้านล่างเพื่อถามคำถามที่ต้องการ ดังรูป
- ที่ 12



รูปที่ 12 หน้าเริ่มพูดคุยกับเซทบอทเมสเซนเจอร์


- การเลือกคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์

1. กดที่ปุ่มรูปภาพไอคอนแอปพลิเคชันไลน์ ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 หน้ากดปุ่มคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์

2. หากต้องการให้แอปพลิเคชันสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้กดปุ่มใช่ ดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 หน้าเตือนการสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์




3. หากดูรูปภาพการสอนการใช้งานเข้าใจแล้ว ให้กดปุ่ม ฉันเข้าใจแล้ว จากนั้นทำตามการสอน ดังรูปที่ 15



รูปที่ 15 หน้าสอนการเริ่มต้นคุยกับแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์

4. เริ่มพูดคุยกับแชทบอทได้ผ่านการกดปุ่มเมนูและตัวเลือกด้านล่างเพื่อถามคำถามที่ต้องการ ดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 หน้าเริ่มพูดคุยกับแชทบอทไลน์